





dry-sun uv 2.1



dry-care uv
Black edition



dry-care uv
Kids edition



DRY-SPACE UV

Abmessungen:
(L x B x H) in mm

110 x 90 x 35

95 x 95 x 35

95 x 95 x 35

146 x 116 x 42



Perfekte Trocknung
durch Konvektion
warmer Luft



Hygienische
Reinigung
durch UV-C Licht

**4 + 4
Minuten**

**4 + 4
Minuten**

**4 + 4
Minuten**

**1 + 0,5
Minuten**



UV-Licht mit
antimikrobieller
Wirkung



Einfachste
Bedienung durch
nur eine Taste

**Sensor-
Taste**

**Taktile
Taste**

**Taktile
Taste**

**Taktile
Taste**



Mobilität durch
5V USB
Standard

**USB-
Netzteil**

**USB-
Netzteil**

**USB-
Netzteil**

**USB
Universal-
Netzteil**



Automatische Raum-
und Temperatur-
anpassung



Automatische
Abschaltung nach
Komforttrocknung

**nach 4
Stunden**

**nach 4
Stunden**

**nach 4
Stunden**

**nach 5
Stunden**



Alle Funktionen
überwacht durch
Mikroprozessor



Höchste Produkt-
qualität mit
2 Jahren Garantie



Energiesparend,
schonend und
absolut sicher

