

Die dry-care uv - Kids edition ist eine gute Wahl

Durch die Komfort-Trocknung werden Deine Hörsysteme perfekt gepflegt, die Lebensdauer erhöht und Ausfallrisiko sowie Reparaturkosten deutlich verringert. Sie ist wert-erhaltend für moderne Hörsysteme.

Einfachste Handhabung durch Betätigen nur einer Taste - alles andere läuft prozessor-gesteuert vollautomatisch ab.

Neben der Trocknung sorgt UV-C Licht für klinische Sauberkeit. Keime, Bakterien und Pilze werden effizient um 99,9% reduziert und damit gesundheitliche Risiken minimiert.

Egal ob zu Hause oder mobil auf Reisen, das Gerät arbeitet auf 5V-USB-Basis und kann so auch im Hotel, im Auto, an PC, TV oder Audio-Geräten betrieben werden. Ein üblicher USB 2.0 Anschluss ist hierfür völlig ausreichend.

Wirksame und absolut schonende Pflege ist der beste Garant für ein langes Hörsystem-Leben.

dry-care uv

Kids edition



**Perfekte Trocknung
und Pflege**

**Hygienische Reinigung
durch UV-C Licht**

**Mobilität durch
USB-Standard**

Trocknet und pflegt Deine Hörsysteme


Feuchtigkeit und Cerumen können die Funktion der Hörsysteme beeinträchtigen und Ausfälle verursachen.

Die dry-care uv - Kids edition bietet eine optimale Pflege. Schonende Trocknung bei 50°C verlängert die Lebensdauer deutlich.

Mit ultraviolettem Licht (UV-C) werden Keime und Bakterien wirkungsvoll zu 99,9% beseitigt.

Diese klinische Sauberkeit beugt Ohr-Infektionsrisiken vor und schützt sowohl Dein Hörsystem, als auch Deine Gesundheit.

Das kleine, mobile Gerät bietet mehr Freiheiten in der Anwendung.



Perfekte Trocknung durch Konvektion warmer Luft



Hygiene durch UV-C Licht für Ihre Gesundheit



Gesundheitsförderndes Blau-Licht



Einfachste Bedienung durch nur eine Taste



Mobilität durch 5V USB Standard



Automatische Raum- und Temperaturanpassung



Automatische Abschaltung nach Komfortrocknung



Alle Funktionen überwacht durch Mikroprozessor



Höchste Produktqualität mit 2 Jahren Garantie



Energiesparend, schonend und absolut sicher