

Die neue DRY-SPACE UV ist eine gute Wahl

Durch die sanfte Komforttrocknung über 5 Stunden werden Ihre Hörimplantate CI oder auch Knochenleitungsimplantate BAHA perfekt gepflegt, die Lebensdauer erhöht und Ausfallrisiko sowie Reparaturkosten deutlich verringert. Sie ist unverzichtbar und wertsicherhaltend für moderne Hörimplantate.

Einfachste Handhabung durch Ein-Taster-Automatik, alles andere läuft prozessorgesteuert vollautomatisch ab. Neben der Trocknung sorgt UV-C Licht und Blau-Licht für hygienische Sauberkeit. Keime, Bakterien und Pilze werden effizient um 99,9% reduziert und damit gesundheitliche Risiken minimiert.


Egal ob zu Hause oder mobil auf Reisen, das Gerät arbeitet auf 5V-USB-Basis und kann so auch im Hotel, im Auto, am PC, TV oder Audio-Geräten betrieben werden. Ein üblicher USB 2.0 Anschluss ist hierfür völlig ausreichend. Das universelle USB-Netzteil mit Wechseladaptern ist weltweit einsetzbar.

Das Gerät erfüllt höchste Qualitätsansprüche. Darauf gewähren wir 2 Jahre Garantie.

Die DRY-SPACE UV ist energiesparend, kostengünstig im Betrieb und bietet Sicherheit in der Anwendung. Wirksame und absolut schonende Pflege ist der beste Garant für ein langes Hörimplantate-Leben.

DRY-SPACE UV

Elektronische Trockenstation für Cochlea Implantate.



Ihr Spezialist

**Perfekte Trocknung
und Pflege bi-auraler Systeme**

**Hygienische Reinigung
durch UV-C Licht**

**Mobilität durch
Universal-USB-Standard**



Trocknet und pflegt Ihre Cochlea Implantate

Feuchtigkeit, Körpersekrete und Cerumen können die Funktion von Cochlea-Implantaten stark beeinträchtigen und zu Ausfällen führen.

Der DRY-SPACE UV bietet optimale Pflege für zwei Hörimplantate. Die schonende Trocknung bei 45°C (113°F) verlängert die Lebensdauer erheblich und verringert Reparaturen.

Ultraviolettes Licht (253,7 nm UV-C) eliminiert 99,9 % der Bakterien, Pilze und Viren.

Diese klinische Sauberkeit verhindert das Risiko von Ohrinfektionen und schützt sowohl Ihre Cochlea-Implantate als auch Ihre Gesundheit.



Perfekte Trocknung durch Konvektion warmer Luft



Hygiene durch UV-C Licht für Ihre Gesundheit



Gesundheitsförderndes Blau-Licht



Einfachste Bedienung durch nur eine Taste



Mobilität durch 5V USB Standard



Automatische Raum- und Temperatur-anpassung



Automatische Abschaltung nach Komforttrocknung



Alle Funktionen überwacht durch Mikroprozessor



Höchste Produktqualität mit 2 Jahren Garantie



Energiesparend, schonend und absolut sicher