

DIE DRY-SUN UV 2.1 IST EINE GUTE WAHL

Durch die Komfort-Trocknung werden Ihre Hörsysteme perfekt gepflegt, die Lebensdauer erhöht und Ausfallrisiko sowie Reparaturkosten deutlich verringert. Sie ist werterhaltend für moderne Hörsysteme.

Einfachste Handhabung durch Sensortaste betätigen, alles andere läuft prozessorgesteuert vollautomatisch ab.

Egal ob zu Hause oder mobil auf Reisen, das Mini-Gerät arbeitet auf 5V-USB-Basis und kann so auch im Hotel, im Auto, an PC, TV oder Audio-Geräten betrieben werden.

Die neue dry-sun uv2.1 ist ein Medizinprodukt und erfüllt die hohen Anforderungen an Medizinprodukte (Klasse I) der Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745.

dry-sun uv 2.1

Elektronische Trockenstation
für Hörsysteme.



Ihr Spezialist

- Perfekte Trocknung und Pflege
- Hygienische Reinigung durch UV-C Licht
- Mobilität durch USB-C Standard


TROCKNET UND PFLEGT IHRE HÖRSYSTEME

Feuchtigkeit und Cerumen können die Funktion der Hörsysteme beeinträchtigen und Ausfälle verursachen.

Die neue dry-sun uv 2.1 bietet eine optimale Pflege. Schonende Trocknung bei 50°C verlängert die Lebensdauer deutlich.

Mit ultraviolettem Licht (253,7nm UV-C) werden Keime und Bakterien wirkungsvoll zu 99,9% beseitigt. Diese klinische Sauberkeit beugt Ohr-Infektionsrisiken vor und schützt sowohl Ihr Hörsystem, als auch Ihre Gesundheit.

Die neue dry-sun uv2.1 verfügt über einen Standard USB-C Anschluss und bietet mehr Freiheiten in der Anwendung.



Perfekte Trocknung durch Konvektion warmer Luft



Hygiene durch UV-C Licht für Ihre Gesundheit



Gesundheitsförderndes Blau-Licht



Einfachste Bedienung per Sensortaste



Mobilität durch USB-C Standard



Automatische Raum- und Temperatur-anpassung



Automatische Abschaltung nach Komfortrocknung



Alle Funktionen überwacht durch Mikroprozessor



Höchste Produktqualität mit 2 Jahren Garantie



Energiesparend, schonend und absolut sicher