

Die neue dry-turbo cd 2.1[®] ist eine gute Wahl

Die patentierte dry-turbo cd 2.1[®] als Haube bietet eine schnelle Trocknung.

Einfachste Handhabung durch nur eine Taste, alles andere läuft prozessorgesteuert vollautomatisch ab.

Egal ob zu Hause oder mobil auf Reisen, das Gerät arbeitet auf USB-C Basis und kann so auch im Hotel, im Auto, an PC, TV oder Audio-Geräten betrieben werden. Ein Standard-USB 2.0-Anschluss reicht dafür aus.

Die neue dry-turbo cd 2.1[®] ist energiesparend, kostengünstig im Betrieb und bietet Sicherheit in der Anwendung. Wirksame und absolut schonende Pflege ist der beste Garant für ein langes Hörsystem-Leben.

dry-turbo cd 2.1[®]

Mini Trockenhaube
für alle Hörsysteme.



Ihr Spezialist

- Schnell-Trocknung durch Luftgebläse
- UV-Licht mit antimikrobieller Wirkung
- Hygiene-Pad[®] für saubere Pflege

Turbo-Trocknung durch Ventilator

Feuchtigkeit, Körpersekrete und Cerumen können die Funktion von Hörgeräten stark beeinträchtigen und zu Ausfällen führen.

Der neue dry-turbo cd 2.1® bietet eine optimale Pflege.

Die schnelle Trocknung durch ein leistungsfähiges Gebläse verlängert die Lebensdauer erheblich und reduziert Reparaturen.

Integriertes LED UV-Licht (450 nm) hat eine antimikrobielle Wirkung.



Turbo-Trocknung durch effizientes Luftgebläse



UV-Licht mit antimikrobieller Wirkung



Einfachste Bedienung durch nur eine Taste



Mobilität durch 5V USB Standard



Automatische Abschaltung nach 30 Minuten



Alle Funktionen überwacht durch Mikroprozessor



Höchste Produktqualität mit 2 Jahren Garantie



Energiesparend, schonend und absolut sicher