

## SAUGSTARK

Gut getrocknet kommt die vac-clean uv 2<sup>®</sup> mit starker Vakuum-Saugleistung von über 60 kPa zum Einsatz. Hierzu wird auf den Basis-Aufsatz die für die Reinigungsart optimierte Aufsatz-Düse aufgesteckt. Beim Start sorgt die Vakuum-Saugkraft mit Sonic-Schwingungen für leistungsstarke Reinigungswirkung. Die Aufsatz-Düsen können leicht an Öffnungen, Spalten, Buchsen oder flächig leicht kreisend geführt werden. Der Basis-Aufsatz sammelt allen Schmutz, ohne die Saugkraft zu verringern. Die Saugstärke kann in 3 Modi per Tastendruck variiert werden. Das blaue LED-Licht (450nm) beleuchtet die zu reinigende Stelle und hat zugleich eine antimikrobielle Hygiene-Funktion. Der Basis-Aufsatz und die Aufsatz-Düsen können leicht gewechselt und im Ultraschallbad (z.B. u-sonic 3) gereinigt werden.

Die neue vac-clean uv 2<sup>®</sup> ist ein Medizinprodukt und erfüllt die hohen Anforderungen an Medizinprodukte (Klasse I) der Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745.

Ihr Spezialist

## vac-clean uv 2<sup>®</sup>


Wiederaufladbarer Mini-Vakuumreiniger für Hörsysteme und Ohrhörer.



- ✓ Leistungsstarke Vakuumpumpe
- ✓ 7 Aufsatz-Düsen für unterschiedliche Anwendungen
- ✓ Medizinprodukt nach MDR (EU)

# VIELSEITIG

Der neue wiederaufladbare Mini-Vakuumreiniger vac-clean uv 2<sup>®</sup> ist geeignet für alle Hörsysteme (HdO, IdO, RIC, Cochlea) alle Ladestationen, alle OTC-Hearables, alle True Wireless Stereo (TWS), eine Vielzahl von Elektronik-Produkten wie z.B. Handys, Fernbedienungen und vieles mehr. Diese Produkte leiden unter anhaftenden Schmutz und Feuchtigkeit. Ausfälle sind die Folge. Abhilfe schafft eine kontinuierliche Reinigung und Pflege.



Effektive Absaugung durch Vakuumpumpe



Sonic-Bürste für perfekte Reinigung



Blaues LED-Licht zur Beleuchtung



Einfachste Bedienung durch nur eine Taste



Wiederaufladbar durch LiPo Akku



Mobilität durch USB-C Standard



3 Leistungsstufen für flexible Anwendung



Alle Funktionen überwacht durch Mikroprozessor



Höchste Produktqualität mit 2 Jahren Garantie



Energiesparend, schonend und absolut sicher